

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	BACT/ALERT SN BACT/ALERT FA
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-010116
REFERENCIAS DEL REACTIVO	BACT/ALERT SN Ref: 259790; Lote 1043262 BACT/ALERT FA Ref: 259791 Lotes: 1042923 y 1042979
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2007RD-0000541
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Recuperación y detección de microorganismos aerobios y anaerobios en muestras corporales.
NOMBRE DEL FABRICANTE	BIOMERIEUX FRANCIA IMPORTADOR: BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Posible degradación del producto debido a su exposición a condiciones anormales durante el transporte, causando retrasos en el crecimiento microbiano y, por consiguiente posible falsos negativos.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Pre-analytique-Flacons-BacT-Alert-SN-BacT-Alert-FA-et-BacT-Alert-iLYM-Biomerieux-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	15/01/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co