

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	MicroScan Neg Combo Panel Type 66
NO. IDENTIFICACIÓN	RDI1710-103
CATEGORÍA	II
ÁREA	MICROBIOLOGIA
REFERENCIAS DEL REACTIVO	20180421
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016RD-0003813
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	LOS PANELES MICROSCAN ESTAN DISEÑADOS PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS Y / O IDENTIFICAR A NIVEL DE ESPECIE BACILOS GRAM NEGATIVOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS FACULTATIVOS.
NOMBRE DEL FABRICANTE	BECKMAN COULTER EUROCENTER S.A
	IMPORTADORES: BECKMAN COULTER COLOMBIA S.A.S / ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	BECKMAN COULTER, INFORMA QUE SE HA RECIBIDO INFORMACIÓN DE DOS USUARIOS DEL REACTIVO NOTIFICANDO UN CRECIMIENTO ATÍPICO EN CIERTOS POZOS DE ANTIBIÓTICOS QUE AL SER REPROCESADOS CON UN MÉTODO ALTERNO U OTRO PANEL HAN MOSTRADO UN RESULTADO DIFERENTE.
FUENTE	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
FECHA DE REPORTE	18-10-2017

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co